

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo BRANCHIA sin cenizas, velocidad muy lenta**

Descripción : Papel sin cenizas (< 0,007%) fabricado con fibras de algodón. La velocidad de filtración es muy lenta, adecuada para retención de partículas finas. Se utiliza en el filtrado de precipitados como sulfato de bario frío, sulfato de plomo, sulfuros de cinc y níquel, etc. Gramaje 100 g/m², espesor 160 µm, tiempo de filtración 300 s, retención 2 - 3 µm, resistencia al estallido en húmedo > 20 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 42

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BNDS-070-100	70	discos	100
BNDS-090-100	90	discos	100
BNDS-110-100	110	discos	100
BNDS-125-100	125	discos	100
BNDS-150-100	150	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA ashless quantitative filter paper, very low flow rate

Description : Ashless paper (< 0.007%) made of cotton fibers. Very low flow rate, adequate for fine particles retention. Suitable for precipitate filtration of cold barium sulphate, lead sulphate, zinc and nickel sulphides, etc. Weight 100 g / m², thickness 160 µm, filtration time 300 s, retention 2 - 3 µm, wet bursting strength > 20 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 42

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BNDS-070-100	70	disk	100
BNDS-090-100	90	disk	100
BNDS-110-100	110	disk	100
BNDS-125-100	125	disk	100
BNDS-150-100	150	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif BRANCHIA sans cendre, filtration très lente

Description : Papier sans cendre (max 0,007%) en fibres de coton pour une filtration très lente. Adéquat pour la rétention de particules fines. Convient pour le filtrat de précipités tels que sulfate de baryum froid, sulfate de plomb, sulfures de zinc et de nickel, etc... Grammage 100 g / m², épaisseur 160 µm, temps de filtration 300 s, rétention 2 - 3 µm, résistance à l'éclatement humide > 20 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 42

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BNDS-070-100	70	plat	100
BNDS-090-100	90	plat	100
BNDS-110-100	110	plat	100
BNDS-125-100	125	plat	100
BNDS-150-100	150	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa BRANCHIA priva di ceneri, velocità molto bassa**Descrizione :** Carta senza ceneri (< 0,007%) realizzata in fibre di cotone. La velocità di filtrazione è molto lenta, adatta per la ritenzione di particelle fini. Viene utilizzata nella filtrazione di precipitati come solfato di bario freddo, solfato di piombo, solfuri di zinco e nichel, ecc. Grammatura 100 g/m², spessore 160 µm, tempo di filtrazione 300 s, ritenzione 2 - 3 µm, resistenza allo scoppio bagnato > 20 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 42

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BNDS-070-100	70	circolari	100
BNDS-090-100	90	circolari	100
BNDS-110-100	110	circolari	100
BNDS-125-100	125	circolari	100
BNDS-150-100	150	circolari	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BRANCHIA kwantitatief filterpapier zonder as, zeer langzaam filtrerend

Beschrijving : Asloos papier (< 0,007%) gemaakt van katoenvezels. De filtratiesnelheid is zeer traag, geschikt voor het vasthouden van fijne deeltjes. Wordt gebruikt bij het filteren van precipitaten zoals koud bariumsulfaat, loodsulfaat, zink- en nikkelsulfiden, enz. Gramgewicht 100 g/m², dikte 160 m, filtratietijd 300 s, retentie 2 - 3 µm, natte barststerkte > 20 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos).
Equivalent: Whatman 42

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
BNDS-070-100	70	schijven	100
BNDS-090-100	90	schijven	100
BNDS-110-100	110	schijven	100
BNDS-125-100	125	schijven	100
BNDS-150-100	150	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier, BRANCHIA, quantitativ, aschefrei, sehr langsam filtrierend

Beschreibung : Aschefreies Papier (< 0,007 %), aus Baumwollfasern. Sehr langsame Filtrationsgeschwindigkeit, geeignet für die Retention von feinen Partikeln. Verwendet für die Filtration von Präzipitaten wie kaltem Bariumsulfat, Bleisulfat, Zink- und Nickelsulfiden usw. Grammatur 100 g/m², Dicke 160 µm, Filtrationszeit 300 s, Retention 2 - 3 µm, Berstfestigkeit im nassen Zustand > 20 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 42.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BNDS-070-100	70	Rundfilter	100
BNDS-090-100	90	Rundfilter	100
BNDS-110-100	110	Rundfilter	100
BNDS-125-100	125	Rundfilter	100
BNDS-150-100	150	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDS-070-100	0,192	0,051	48232000	08434868062443
BNDS-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062450
BNDS-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062467
BNDS-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062474
BNDS-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062481

PRODUKTFOTO

