

GENERAL INFORMATION

Product name : Cryogenic labels, rectangular

Description : Labels for cryogenic storage purposes. Rectangular shape. Withstand extreme cold temperatures from -196° C – 121° C. Special material engineered to expand and contract with dramatic temperature changes. Permanent adhesive. Available in rolls in various sizes of one colour or assorted. Can be written on with a pen, pencil, or permanent marker without smearing

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	Accessories and spare parts	description	pcs/pack
CRLA-L1W-1K5	21 x 7		21x7 mm, for 0,5 ml tubes, white	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13		24x13 mm, for 0,5 ml tubes, white	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13		33x13 mm, for 1,5/2 ml tubes, white	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13		33x13 mm, for 1,5/2 ml tubes, blue	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13		33x13 mm, for 1,5/2 ml tubes, red	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,882	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,3277	0,882	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088917

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Etiquetas criogénicas, rectangulares

Descripción : Etiquetas para almacenamiento criogénico, de forma rectangular. Soporta temperaturas de frío extremo de -196° C a 121° C. Material especial diseñado para expandirse y contraerse con cambios dramáticos de temperatura. Adhesivo permanente. Disponible en rollos en varios tamaños de un color. Se puede escribir con un bolígrafo, lápiz o marcador permanente

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	Accesorios y recambios	descripción	unidades por ref.
CRLA-L1W-1K5	21 x 7		21x7 mm, para tubos de 0,5 ml, blanco	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13		24x13 mm, para tubos de 0,5 ml, blanco	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13		33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, blanco	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13		33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, azul	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13		33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, rojo	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,882	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,3277	0,882	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088917



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Étiquette cryogénique, rectangulaire

Description : Etiquette pour stockage cryogénique, forme rectangulaire. Résiste à des températures extrêmement froides de -196 ° C à 121 ° C. Matériau spécial conçu pour se dilater et se contracter avec des changements importants de températures. Adhésif permanent. Disponible en rouleaux de différentes tailles d'une couleur. Ecriture possible avec un stylo, un crayon ou un marqueur permanent

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	Accessoires et pièces de rechange	description	unités par ref.
CRLA-L1W-1K5	21 x 7		21x7 mm, pour tubes de 0,5 ml, blanche	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13		24x13 mm, pour tubes de 0,5 ml, blanche	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13		33x13 mm, pour tubes de 1,5/2 ml, blanche	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13		33x13 mm, pour tubes de 1,5/2 ml, bleue	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13		33x13 mm, pour tubes de 1,5/2 ml, rouge	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,882	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,3277	0,882	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088917



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Etichetta criogenica, rettangolare

Descrizione : Etichetta per stoccaggio criogenico, forma rettangolare. Resiste a temperature estremamente fredde da 196 °C a 121 °C. Materiale speciale progettato con la capacità di dilatarsi e contrarsi con importanti cambi di temperatura. Adesivo permanente. Disponibile in rotoli di diverse dimensioni di un colore. Possibile scrittura con penna, matita o pennarello permanente

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	descrizione	unità per ref.
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, per provette da 0,5 ml, bianca	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, per provette e da 0,5 ml, bianca	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, per provette e da 1,5/2 ml, bianca	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, per provette e da 1,5/2 ml, blu	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, per provette e da 1,5/2 ml, rossa	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,882	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,3277	0,882	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,1025	48211010	08434868088917

