

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón de plástico para esmerilados**Descripción :** Fabricado en polipropileno. Hueco. Autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	esmerilado	unidades por ref.
STOP-014-010	14/23	10
STOP-019-010	19/26	10
STOP-024-010	24/29	10
STOP-029-010	29/32	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STOP-014-010	0,72	0,039	39235090	08434868045293
STOP-019-010	0,75	0,079	39235090	08434868045309
STOP-024-010	1,275	0,119	39235090	08434868045316
STOP-029-010	0,62	0,124	39235090	08434868045323

FOTO DEL PRODUCTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Plastic stopper for standard ground mouth

Description : Made of polypropylene. Hollow. Autoclavable



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	joint ST/NS	pcs/pack
STOP-014-010	14/23	10
STOP-019-010	19/26	10
STOP-024-010	24/29	10
STOP-029-010	29/32	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STOP-014-010	0,72	0,039	39235090	08434868045293
STOP-019-010	0,75	0,079	39235090	08434868045309
STOP-024-010	1,275	0,119	39235090	08434868045316
STOP-029-010	0,62	0,124	39235090	08434868045323

PRODUCT PHOTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon en plastique col rodé**Description :** Fabriqué en polypropylène. Creux. Autoclavable

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	rodage	unités par ref.
STOP-014-010	14/23	10
STOP-019-010	19/26	10
STOP-024-010	24/29	10
STOP-029-010	29/32	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STOP-014-010	0,72	0,039	39235090	08434868045293
STOP-019-010	0,75	0,079	39235090	08434868045309
STOP-024-010	1,275	0,119	39235090	08434868045316
STOP-029-010	0,62	0,124	39235090	08434868045323

PHOTO PRODUIT



astik's

MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo in plastica per smerigliati**Descrizione :** Realizzato in polipropilene. Vuoto. Autoclavabile

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	smerigliato	unità per ref.
STOP-014-010	14/23	10
STOP-019-010	19/26	10
STOP-024-010	24/29	10
STOP-029-010	29/32	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STOP-014-010	0,72	0,039	39235090	08434868045293
STOP-019-010	0,75	0,079	39235090	08434868045309
STOP-024-010	1,275	0,119	39235090	08434868045316
STOP-029-010	0,62	0,124	39235090	08434868045323

FOTO DEL PRODOTTO



astik's

MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Kunststof dop voor geslepen verbindingen**Beschrijving** : Geproduceerd in polypropyleen. Gat. Autoclaveerbaar

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	geslepen verbinding	stuks per ref.
STOP-014-010	14/23	10
STOP-019-010	19/26	10
STOP-024-010	24/29	10
STOP-029-010	29/32	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STOP-014-010	0,72	0,039	39235090	08434868045293
STOP-019-010	0,75	0,079	39235090	08434868045309
STOP-024-010	1,275	0,119	39235090	08434868045316
STOP-029-010	0,62	0,124	39235090	08434868045323

PRODUKTFOTO



astik's

MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Normschliffstopfen aus Plastik**Beschreibung :** Aus Polypropylen. Hohl. Autoklavierbar.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Normschliff	Stückzahl pro Artikel
STOP-014-010	14/23	10
STOP-019-010	19/26	10
STOP-024-010	24/29	10
STOP-029-010	29/32	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STOP-014-010	0,72	0,039	39235090	08434868045293
STOP-019-010	0,75	0,079	39235090	08434868045309
STOP-024-010	1,275	0,119	39235090	08434868045316
STOP-029-010	0,62	0,124	39235090	08434868045323

PRODUKTFOTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.