

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Cámara digital Moticom BTI con conexión WiFi y soporte para tablet****Descripción :** Cámara digital adaptable con montura C. Soporte para tablets de 7" a 10" (tablet no incluida). Sensor: CMOS. Tamaño sensor: 1/3". Resolución en vivo: 1920 x 1080 píxeles. Resolución captura de imagen: 4.0MP. Alimentación por USB. Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux. Preparación de calibración Motic de 4 puntos. Salida Wi-Fi (2,4 o 5,0 GHz). Entrega en 3 - 4 semanas

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CM11-00X-001	cámara digital WiFi con soporte para tablet MOTICAM BTI	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM11-00X-001	4,5	1,2	85258900	08434868095892

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION

Product name : Moticam BTI digital camera with WiFi connection and built-in bracket for tablets

Description : Adaptive digital camera with an attachable C-mount. Built-in bracket for tablets from 7" to 10" (Tablet not included. Users can use their own tablet and connect through Wi-Fi). Sensor type: CMOS. Sensor size: 1/3". Live resolution: 1920 x 1080 pixels. Image capture resolution: 4.0MP. Output: WiFi (2,4 or 5,0 GHz). Motic Images Plus 3.0 for Windows, OSX and Linux. Motic 4-dot calibration slide. Power Supply 100V-240V (CE). 2 years warranty. Delivery time 3 - 4 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CM11-00X-001	Wi-Fi digital camera with tablet support MOTICAM BTI	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM11-00X-001	4,5	1,2	85258900	08434868095892

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Caméra numérique Moticam BTI avec connexion WiFi et support pour tablette

Description : Caméra numérique adaptable avec monture "C". Support pour tablette de 7" à 10" (tablette non incluse). Senseurs: CMOS de taille 1/3. Résolution en temps réel : 1920 x 1080 pixels. Résolution capture d'images : 4.0 Mp. Sorties : Wi-Fi (2,4 o 5,0 GHz). Logiciel Motic Image Plus 3.0 pour Windows, OSX et Linux. Préparation microscopique d'étalonnage en 4 points. Alimentation / chargeur 100V-240V (CE). Garantie 2 ans. Délai de livraison 3 - 4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CM11-00X-001	caméra numérique Wi-Fi avec support pour tablette MOTICAM BTI	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM11-00X-001	4,5	1,2	85258900	08434868095892

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Fotocamera digitale con connessione WiFi e supporto per tablet, MotiCam BTI**

Descrizione : Fotocamera digitale adattabile con sistema di montaggio a "C". Supporto per tablet da 7" a 10" (tablet non incluso). Sensore: CMOS. Dimensione sensore: 1/3". Risoluzione in streaming: 1920 x 1080. Risoluzione di acquisizione dell'immagine: 4.0MP. Porte: Wi-Fi (2,4 o 5,0 GHz). Motic Images Plus 3.0 per Windows, OSX e Linux. Vetrino di calibrazione Motic 4 punti. Cavo di alimentazione/caricatore 100 V-240 V (CE). Garanzia di 2 anni. Consegna: 3 - 4 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CM11-00X-001	MOTICAM BTI	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM11-00X-001	4,5	1,2	85258900	08434868095892

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Moticam BTI digitale camera met wifi-verbinding en tablethouder****Beschrijving :** Aanpasbare digitale camera met C-mount montage. Ondersteuning voor tablets van 7" tot 10" (tablet niet inbegrepen). Sensor: CMOS. Sensorgrootte: 1/3". Live-resolutie: 1920 x 1080 pixels. Resolutie voor het vastleggen van afbeeldingen: 4.0MP. Stroomvoorziening via USB. Motic Images Plus 3.0 voor Windows, OSX en Linux. Motic 4-puntskalibratievoorbereiding. Wifi-uitgang (2,4 of 5,0 GHz). Levertijd 3 - 4 weken

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CM11-00X-001	wifi digitale camera met tablethouder MOTICAM BTI	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM11-00X-001	4,5	1,2	85258900	08434868095892

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Digitalkamera, Moticam BTI mit WLAN-Verbindung und Tablethalter**

Beschreibung : Digitalkamera, C-Mount-Anschluss. Halter für Tablets von 7" bis 10" (Tablet nicht inbegriffen). Sensor: CMOS. Sensorgröße: 1/3". Auflösung in Echtzeit: 1920 x 1080 Pixel. Auflösung Bildaufnahme: 4.0MP. Stromversorgung über USB. Motic Images Plus 3.0 für Windows, OSX und Linux. Präparat für Vierpunktkalibrierung. WLAN (2,4 oder 5,0 GHz). Lieferzeit 3-4 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CM11-00X-001	Digitalkamera WLAN mit Tablethalter MOTICAM BTI	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM11-00X-001	4,5	1,2	85258900	08434868095892

PRODUKTFOTO