

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pala desechable para muestreo

Descripción : En PSAl (Poliestireno de Alto Impacto), fabricadas en sala limpia clase 100,000. Envasadas individualmente. Ideales para muestreo y dispensado. Con un mango robusto y ergonómico que evita el contacto de las manos con la muestra. Cumple con la norma FDA CFR 177.1640, EU 10/2011, EC 1935/2004 y son libres de BSE/TSE



Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
DPSS-060-010	60 ml	no estéril	10
DPSS-E60-010	60 ml	estéril	10
DPSS-060-100	60 ml	no estéril	100
DPSS-E60-100	60 ml	estéril	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DPSS-060-010	0,4	0,2	39262000	08434868105577
DPSS-E60-010	0,4	0,2	39262000	08434868105751
DPSS-060-100	3,96	0,01	39239000	08434868100084
DPSS-E60-100	3,96	0,01	39239000	08434868100077

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Disposable sampling scoop

Description : In HIPS (High Impact Polystyrene), manufactured in a class 100,000 cleanroom. Individually packed. Ideal for sampling and dispensing. With a sturdy, ergonomic handle to prevent hand contact with the sample. Conforms to FDA CFR 177.1640, EU Regulation 10/2011, EC Regulation 1935/2004 and BSE/TSE free



Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
DPSS-060-010	60 ml	blanco	10
DPSS-E60-010	60 ml	blanco	10
DPSS-060-100	60 ml	non sterile	100
DPSS-E60-100	60 ml	sterile	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DPSS-060-010	0,4	0,2	39262000	08434868105577
DPSS-E60-010	0,4	0,2	39262000	08434868105751
DPSS-060-100	3,96	0,01	39239000	08434868100084
DPSS-E60-100	3,96	0,01	39239000	08434868100077

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pelle d'échantillonnage jetable

Description : En HIPS (High Impact Polystyrene), fabriqué dans une salle blanche de classe 100.000. Emballage individuel. Idéal pour l'échantillonnage et la distribution. Avec une poignée robuste et ergonomique pour éviter le contact des mains avec l'échantillon. Conforme à la norme FDA CFR 177.1640, au règlement de l'UE 10/2011, au règlement de la CE 1935/2004 et sans BSE/TSE



Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
DPSS-060-010	60 ml	blanco	10
DPSS-E60-010	60 ml	blanco	10
DPSS-060-100	60 ml	non stérile	100
DPSS-E60-100	60 ml	stérile	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DPSS-060-010	0,4	0,2	39262000	08434868105577
DPSS-E60-010	0,4	0,2	39262000	08434868105751
DPSS-060-100	3,96	0,01	39239000	08434868100084
DPSS-E60-100	3,96	0,01	39239000	08434868100077

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sessola di campionamento monouso

Descrizione : Realizzato in HIPS (polistirene ad alto impatto), prodotto in una camera bianca di classe 100.000. Confezionato singolarmente. Ideale per il campionamento e la distribuzione. Con un'impugnatura robusta ed ergonomica per evitare il contatto delle mani con il campione. Conforme a FDA CFR 177.1640, al Regolamento UE 10/2011, al Regolamento CE 1935/2004 e all'esenzione EAR/TSE



Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
DPSS-060-010	60 ml	blanco	10
DPSS-E60-010	60 ml	blanco	10
DPSS-060-100	60 ml	non sterile	100
DPSS-E60-100	60 ml	sterile	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DPSS-060-010	0,4	0,2	39262000	08434868105577
DPSS-E60-010	0,4	0,2	39262000	08434868105751
DPSS-060-100	3,96	0,01	39239000	08434868100084
DPSS-E60-100	3,96	0,01	39239000	08434868100077

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Monsterlepel voor eenmalig gebruik

Beschrijving : Gemaakt van HIPS (High Impact Polystyrene), vervaardigd in een klasse 100.000 clean room. Individueel verpakt. Ideaal voor monsternamen en het verzamelen van monsters. Met stevig ergonomisch handvat dat voorkomt dat de handen in contact komen met het monster. Voldoet aan FDA CFR 177.1640, EU-verordening 10/2011, EG-verordening 1935/2004 en BSE/TSE-vrij.



Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
DPSS-060-010	60 ml		10
DPSS-E60-010	60 ml		10
DPSS-060-100	60 ml	niet-steriel	100
DPSS-E60-100	60 ml	steriel	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DPSS-060-010	0,4	0,2	39262000	08434868105577
DPSS-E60-010	0,4	0,2	39262000	08434868105751
DPSS-060-100	3,96	0,01	39239000	08434868100084
DPSS-E60-100	3,96	0,01	39239000	08434868100077



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenschaufel, zum Einmalgebrauch

Beschreibung : Aus HIPS (High Impact Polystyrene), hergestellt in einem Reinraum der Klasse 100.000. Einzeln verpackt. Ideal für die Probennahme und -entnahme. Mit robustem ergonomischem Griff, der verhindert, dass die Hände mit der Probe in Berührung kommen. Gemäß FDA CFR 177.1640, EU-Verordnung 10/2011, EG-Verordnung 1935/2004 und BSE/TSE-frei.



Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel
DPSS-060-010	60 ml		10
DPSS-E60-010	60 ml		10
DPSS-060-100	60 ml	unsteril	100
DPSS-E60-100	60 ml	steril	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DPSS-060-010	0,4	0,2	39262000	08434868105577
DPSS-E60-010	0,4	0,2	39262000	08434868105751
DPSS-060-100	3,96	0,01	39239000	08434868100084
DPSS-E60-100	3,96	0,01	39239000	08434868100077

PRODUKTFOTO

