

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Elevador de laboratorio, Premium Line**Descripción :** De aluminio anodizado con tornillo en acero inoxidable. La capa de anodizado le otorga resistencia a la corrosión y rayadura. De gran robustez y fácil limpieza. Rojo

Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	w (mm)	hmáxima (mm)	peso máximo	unidades por ref.
JACP-120-001	120	140	240	10 kg	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JACP-120-001	1,522	0,7031	76169990	08434868104006

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Laboratory jack, Premium Line**Description :** Made of anodised aluminium with stainless steel screw. The anodised coating makes it resistant to corrosion and scratching. Very robust and easy to clean. Red

Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	w (mm)	hmax. (mm)	max. weight	pcs/pack
JACP-120-001	120	140	240	10 kg	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JACP-120-001	1,522	0,7031	76169990	08434868104006

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Élévateur de laboratoire, Premium Line**Description :** En aluminium anodisé, avec vis en acier inoxydable. Rouge

Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg. (mm)	hmaximum (mm)	poids max.	unités par ref.
JACP-120-001	120	140	240	10 kg	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JACP-120-001	1,522	0,7031	76169990	08434868104006

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elevatore regolabile, Premium line**Descrizione :** Alluminio anodizzato con vite in acciaio inox. Colore rosso

Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	L (mm)	w (mm)	hmassima (mm)	peso massimo	unità per ref.
JACP-120-001	120	140	240	10 kg	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JACP-120-001	1,522	0,7031	76169990	08434868104006

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Labolift, Premium Line**Beschrijving :** Geanodiseerd aluminium, met roestvrijstalen schroef. Rood

Autoclaveerbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	b (mm)	hmaximum (mm)	maximum gewicht	stuks per ref.
JACP-120-001	120	140	240	10 kg	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JACP-120-001	1,522	0,7031	76169990	08434868104006

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Hebebühne, Premium Line

Beschreibung : Aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschraube. Die eloxierte Beschichtung schützt vor Korrosion und Kratzern. Sehr robust und leicht zu reinigen. Farbe: rot.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	B (mm)	Hmaximal (mm)	Gewicht maximal	Stückzahl pro Artikel
JACP-120-001	120	140	240	10 kg	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
JACP-120-001	1,522	0,7031	76169990	08434868104006

PRODUKTFOTO

