

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel para Test de Blaine

Descripción : Papel especialmente indicado para la determinación de la finura del cemento según la norma EN 196-6:2010 (Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura). Disponible en discos de diámetro 12,7 mm y 40,5 mm

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BLAF-012-1K0	12,7	discos	1000
BLAF-040-1K0	40,5	discos	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Blaine test filter paper

Description : Special paper for determining the fineness of cement according to EN 196-6:2010 standard. Methods of cement testing. Determination of fineness. Available in flat disks. Diameters: 12,7 mm or 40,5 mm

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BLAF-012-1K0	12,7	disk	1000
BLAF-040-1K0	40,5	disk	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier pour test de Blaine**Description :** Papier employé pour la détermination de la finesse du ciment selon la norme EN 196-6:2010 (Méthodes d'essai des ciments, Détermination de la finesse). Disponible en disques plats de diamètre 12,7 mm ou 40,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BLAF-012-1K0	12,7	plat	1000
BLAF-040-1K0	40,5	plat	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta per test di Blaine**Descrizione :** Carta particolarmente indicata per la determinazione della finezza del cemento in base alla norma EN 196-6:2010 (Metodi di prova dei cementi - Determinazione della finezza). Disponibile in filtri standard con diametro di 12,7 mm e 40,5 mm

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BLAF-012-1K0	12,7	standard	1000
BLAF-040-1K0	40,5	standard	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

FOTO DEL PRODOTTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Papier für Blainetest

Beschreibung : Das Papier ist besonders geeignet für die Bestimmung der Feinheit von Zement gemäß EN 196-6:2010 (Zementtestverfahren, Feinheitsbestimmung). Erhältlich als Rundpapier mit einem Durchmesser von 12,7 mm und 40,5 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BLAF-012-1K0	12,7	rund	1000
BLAF-040-1K0	40,5	rund	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BLAF-012-1K0	0,064	0,1	48232000	08434868007703
BLAF-040-1K0	0,01	0,01	48232000	08434868007710

PRODUKTFOTO

