

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo para sólidos de polipropileno**Descripción :** Autoclavable a 121 °C

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior(mm)	Øvástago (mm)	unidades por ref.
PFUP-065-006	65	12	6
PFUP-080-006	80	12	6
PFUP-100-006	100	18	6
PFUP-150-006	150	24	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,185	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,495	39269097	08434868034006

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Powder funnel, polypropylene

Description : Autoclavable at 121 °C



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Østem (mm)	pcs/pack
PFUP-065-006	65	12	6
PFUP-080-006	80	12	6
PFUP-100-006	100	18	6
PFUP-150-006	150	24	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,185	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,495	39269097	08434868034006

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir à poudre en polypropylène**Description :** Autoclavable à 121 °C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øtige (mm)	unités par ref.
PFUP-065-006	65	12	6
PFUP-080-006	80	12	6
PFUP-100-006	100	18	6
PFUP-150-006	150	24	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,185	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,495	39269097	08434868034006

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto per solidi in polipropilene**Descrizione :** Autoclavabile a 121 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Østantuffo (mm)	unità per ref.
PFUP-065-006	65	12	6
PFUP-080-006	80	12	6
PFUP-100-006	100	18	6
PFUP-150-006	150	24	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,185	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,495	39269097	08434868034006

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Poedertrechter van polypropyleen**Beschrijving** : Autoclaveerbaar bij 121 °C

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ(mm)	Østeel (mm)	stuks per ref.
PFUP-065-006	65	12	6
PFUP-080-006	80	12	6
PFUP-100-006	100	18	6
PFUP-150-006	150	24	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,185	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,495	39269097	08434868034006

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pulvertrichter aus Polypropylen**Beschreibung :** Autoklavierbar bis 121 °C.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben(mm)	ØStiel(mm)	Stückzahl pro Artikel
PFUP-065-006	65	12	6
PFUP-080-006	80	12	6
PFUP-100-006	100	18	6
PFUP-150-006	150	24	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,185	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,495	39269097	08434868034006

PRODUKTFOTO

