

GENERAL INFORMATION

Product name : Weighing pan, aluminium**Description :** Also used in moisturing process

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Øinside (mm)	h (mm)	pcs/pack
WPAL-056-050	59	56	7	50
WPAL-072-100	74	72	7	100
WPAL-093-100	98	93	7	100
WPAL-071-100	84	71	15	100
WPAL-050-100	66	50	24	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPAL-056-050	0,01	0,0055	42021910	08434868054233
WPAL-072-100	0,01	0,135	42021910	08434868054257
WPAL-093-100	1,8	0,28	42021910	08434868054271
WPAL-071-100	0,01	0,135	42021910	08434868079458
WPAL-050-100	0,01	0,135	42021910	08434868079731

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bandeja de pesada de aluminio

Descripción : También se emplea para determinación de humedad

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior(mm)	Øinterior (mm)	h (mm)	unidades por ref.
WPAL-056-050	59	56	7	50
WPAL-072-100	74	72	7	100
WPAL-093-100	98	93	7	100
WPAL-071-100	84	71	15	100
WPAL-050-100	66	50	24	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPAL-056-050	0,01	0,0055	42021910	08434868054233
WPAL-072-100	0,01	0,135	42021910	08434868054257
WPAL-093-100	1,8	0,28	42021910	08434868054271
WPAL-071-100	0,01	0,135	42021910	08434868079458
WPAL-050-100	0,01	0,135	42021910	08434868079731

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Coupelle de pesée en aluminium**Description :** S'emploie également pour la détermination de l'humidité

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øintérieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
WPAL-056-050	59	56	7	50
WPAL-072-100	74	72	7	100
WPAL-093-100	98	93	7	100
WPAL-071-100	84	71	15	100
WPAL-050-100	66	50	24	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPAL-056-050	0,01	0,0055	42021910	08434868054233
WPAL-072-100	0,01	0,135	42021910	08434868054257
WPAL-093-100	1,8	0,28	42021910	08434868054271
WPAL-071-100	0,01	0,135	42021910	08434868079458
WPAL-050-100	0,01	0,135	42021910	08434868079731

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Navicella di pesata in alluminio**Descrizione :** Utilizzabile anche per la determinazione dell'umidità

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Øinterno (mm)	h (mm)	unità per ref.
WPAL-056-050	59	56	7	50
WPAL-072-100	74	72	7	100
WPAL-093-100	98	93	7	100
WPAL-071-100	84	71	15	100
WPAL-050-100	66	50	24	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WPAL-056-050	0,01	0,0055	42021910	08434868054233
WPAL-072-100	0,01	0,135	42021910	08434868054257
WPAL-093-100	1,8	0,28	42021910	08434868054271
WPAL-071-100	0,01	0,135	42021910	08434868079458
WPAL-050-100	0,01	0,135	42021910	08434868079731

FOTO DEL PRODOTTO

