



Fecha rev.: 28/03/2023

Ref. Doc: PDS-508

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, S03, 3 L**



**GENERAL INFORMATION**

**Product name : Magnetic stirrer without heating, S03, 3 L**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, S03, 3 L****Description :** Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Capacité : 3 L. Châssis en ABS avec matière ignifuge, résistant aux acides et alcalis faibles. Pour béchers de  $\varnothing < 135$  mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 50 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-003-001	agitateur magnétique LBX S03, 3 L	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	2	84798200	08434868045095

## PHOTO PRODUIT





**INFORMAZIONE GENERALE**

**Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, S03, 3 L**



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023  
Ref. Doc.: PDS-508

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Magnetische roerder zonder verwarming, S03, 3 l**



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, S03, 3 L**

**Beschreibung :** Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 min<sup>-1</sup>. Rührmenge: 3 L. ABS-Gehäuse, aus feuerfestem Material, beständig gegen schwache Basen und Säuren. Für Becher mit Ø<135 mm und Magnetührstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 50 mm. Ein Magnetührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIS-003-001	Magnetrührer, LBX, S03, 3 L	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-003-001	11,5	2	84798200	08434868045095

## PRODUKTFOTO

