



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador magnético digital sin calefacción, S03D, 3 L**

**Descripción :** Velocidad regulable entre 200 y 1500 rpm. Capacidad: 3 L. Chasis de ABS fabricado con material ignífugo, resistente a ácidos y alcalinos débiles. Pantalla LED que muestra la velocidad real y programada. La velocidad de agitación se regula mediante microprocesador, lo que garantiza una alta fiabilidad. Para vasos de  $\varnothing < 135$  mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 50 mm. Incluye 1 varilla magnética. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones exteriores (L x A x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Accesorios y recambios	descripción	unidades por ref.
STIS-D03-001		agitador magnético LBX S03D, 3 L	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	2,1	84798200	08434868045132

## FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

**Product name : Digital magnetic stirrer without heating, S03D, 3 L**



**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

**Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, numérique, S03D, 3 L**



**INFORMAZIONE GENERALE**

**Nome del prodotto : Agitatore magnetico digitale senza riscaldamento, S03D, 3 L**



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Digitale magnetische roerder zonder verwarming, S03D, 3 l

**Beschrijving :** Regelbare snelheid tussen 200 en 1500 rpm. Capaciteit: 3 l. ABS-chassis van vlamvertragend materiaal, bestand tegen zwakke zuren en logen. LED-display met actuele en geprogrammeerde snelheid. De roersnelheid wordt geregeld door een microprocessor, wat een hoge betrouwbaarheid garandeert. Voor bekers met  $\varnothing < 135$  mm en magneetstaven van 30 mm tot 50 mm. Inclusief 1 magnetische staaf. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, beschermingsgraad IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Accessoires en reserveonderdelen	beschrijving	stuks per ref.
STIS-D03-001		magnetische roerder LBX S03D, 3 l	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	2,1	84798200	08434868045132

## PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, digital, S03D, 3 L**

**Beschreibung :** Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 200 und 1500 min<sup>-1</sup>. Rührmenge: 3 L. ABS-Gehäuse, aus feuerfestem Material, beständig gegen schwache Basen und Säuren. LED-Display, das die tatsächliche und die eingestellte Drehzahl anzeigt. Die Rührgeschwindigkeit wird durch einen Mikroprozessor reguliert, was eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Für Becher mit Ø<135 mm und Magnetührstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 50 mm. Ein Magnetührstab inbegriffen. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Zubehör und Ersatzteile	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIS-D03-001		Magnetrührer, LBX, S03D, 3 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIS-D03-001	10	2,1	84798200	08434868045132

PRODUKTFOTO

