

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Portacubetas de polietileno**Descripción :** Para 12 cubetas de 10 mm de paso de luz

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.
CUVP-012-001	15	170	50	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CUVP-012-001	0,19	0,037	39239000	08434868016514

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

GENERAL INFORMATION

Product name : Cuvette holder**Description :** For 12 cuvettes (path length 10 mm)

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	pcs/pack
CUVP-012-001	15	170	50	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CUVP-012-001	0,19	0,037	39239000	08434868016514

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Portoir en PE pour cuve**Description :** En polyéthylène. Pour 12 cuves de 10 mm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	unités par ref.
CUVP-012-001	15	170	50	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CUVP-012-001	0,19	0,037	39239000	08434868016514

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portacuvette in polietilene**Descrizione :** Per 12 cuvette con percorso ottico da 10 mm

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	unità per ref.
CUVP-012-001	15	170	50	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CUVP-012-001	0,19	0,037	39239000	08434868016514

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Polyetyleen kuvettenhouder**Beschrijving** : Voor 12 cuvetten met 10 mm lichtpad

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	stuks per ref.
CUVP-012-001	15	170	50	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CUVP-012-001	0,19	0,037	39239000	08434868016514

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Küvettenständer aus Polyethylen**Beschreibung :** Für zwölf Küvetten mit einer Breite von 10 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Stückzahl pro Artikel
CUVP-012-001	15	170	50	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CUVP-012-001	0,19	0,037	39239000	08434868016514

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C