

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tubo para esterilizar pipetas**Descripción :** De acero inoxidable

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
STPS-R50-001	50	500	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPS-R50-001	2,9405376	0,917	73102191	08434868045675

FOTO DEL PRODUCTO



clink

MATERIAL

Acero inoxidable 18/8

GENERAL INFORMATION

Product name : Pipette sterilising can**Description :** Made of stainless steel

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
STPS-R50-001	50	500	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPS-R50-001	2,9405376	0,917	73102191	08434868045675

PRODUCT PHOTO



clink

MATERIAL

Stainless steel 18/8

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de stérilisation pour pipette**Description :** En acier inoxydable

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
STPS-R50-001	50	500	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPS-R50-001	2,9405376	0,917	73102191	08434868045675

PHOTO PRODUIT



clink

MATÉRIEL

Inox 18/8

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tubo per sterilizzare pipette**Descrizione :** In acciaio inox

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
STPS-R50-001	50	500	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPS-R50-001	2,9405376	0,917	73102191	08434868045675

FOTO DEL PRODOTTO



clink

MATERIALE

Acciaio inox 18/8

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Steriliseerbuis voor pipetten**Beschrijving** : Van roestvrij staal

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
STPS-R50-001	50	500	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPS-R50-001	2,9405376	0,917	73102191	08434868045675

PRODUKTFOTO

clink

MATERIAAL

18/8 roestvrij staal

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sterilisierbehälter für Pipetten**Beschreibung :** Aus Edelstahl.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
STPS-R50-001	50	500	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STPS-R50-001	2,9405376	0,917	73102191	08434868045675

PRODUKTFOTO



clink

MATERIAL

Edelstahl 18/8